


**Rasa Simentalska - program niemiecki**
**VILLEROY**

DE0947673487 / ur. 2012-10-05

OJCIEC		MATKA	
REUMUT DE0944127123		LIMA DE0945122481	
OJCIEC OJCA	MATKA OJCA	OJCIEC MATKI	MATKA MATKI
RAUFBOLD DE0936077425	FIONA DE0939842627	ETTAL DE0937746688	LISABON DE0941473782

**PARAMETRY OGÓLNE**

GZW łączny indeks hodowlany	Rodzaj wyceny	Data wyceny	% rasy głównej	% HF	Ind. Ogól.	Powt. GZW
<b>133</b>	<b>TRADYC.</b>	<b>2020 kwiecień</b>	<b>95</b>	<b>5</b>	<b>133</b>	<b>96</b>

**CECHY PRODUKCYJNE**

indeks dla cech mlecznych ( MW)	wyd. mleka [kg]	wyd. tłuszczu [kg]	% tłuszczu	wyd. białka [kg]	% białka
<b>116</b>	<b>684</b>	<b>18</b>	<b>-0.12</b>	<b>27</b>	<b>0.03</b>

**MIĘSNOŚĆ**

indeks dla cech mięsnych (FW)	przyrosty netto	zawartość mięsa w tuszy	klasa handlowa
<b>118</b>	<b>112</b>	<b>113</b>	<b>115</b>

**FUNKcjONAL.**

fitness	szybkość oddaw. Ml. (MBK)	wytrwałość laktacji (PERS)	zawartość kom. somatycznych (ZZ)	indeks długowieczności (ND)	plodność	zdrowotność wymienia	łatwość porod. - czyn. ojcow.	łatwość porod. - czyn. matecz.	żywność cieląt	wart. ekolog.
<b>114</b>	<b>109</b>	<b>103</b>	<b>100</b>	<b>115</b>	<b>116</b>	<b>99</b>	<b>103</b>	<b>111</b>	<b>105</b>	<b>134</b>

**POKRÓJ**

			75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	
KALIBER	90	mały												duży
UMIĘŚNIENIE	90	słabe												mocne
NOGI	110	słabe												mocne
WYMIĘ	115	niepożądane												pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU	90	niska												wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU	96	krótki												długi
SZEROKOŚĆ ZADU	93	wąski												szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS.	87	płytka												głęboka
USTAWIENIE ZADU	89	uniesiony												spadzisty
USTAW. STAWU SKOK.	99	pionowy												szablasy
KONSTYTUCJA STAWU SKOK.	101	limfatyczna												sucha
PĘCINA	107	mięka												spionowana
PIĘTKA	110	niska												wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM.	115	krótkie												długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM.	112	krótkie												długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA	112	niskie												wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE	99	słabe												mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	103	głębokie												płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	114	krótkie												długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW	88	cienkie												grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED.	125	zewnątrzne												wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH	106	zewnątrzne												wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH	106	na zewnątrz												do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA	102	przystrzyki												czyste wymię