



## Rasa Simentalska - program niemiecki

**WABAN /SM/**

AT806062819 / ur. 2012-03-05

OJCIEC		MATKA	
WILLE DE0813516428		GISELLA AT530944414	
OJCIEC OJCA	MATKA OJCA	OJCIEC MATKI	MATKA MATKI
WINNIPEG DE0934492505	LIESEL DE0811993149	ZAHNER DE0933038755	GERTI AT451144545

**PARAMETRY OGÓLNE**

GZW łączny indeks hodowlany	Rodzaj wyceny	Data wyceny	Ind. Ogól.
<b>136</b>	<b>TRADYC.</b>	<b>2020 sierpień</b>	<b>136</b>

**CECHY PRODUKCYJNE**

indeks dla cech mlecznych ( MW)	wyd. mleka [kg]	wyd. tłuszczu [kg]	% tłuszczu	wyd. białka [kg]	% białka
<b>121</b>	<b>814</b>	<b>27</b>	<b>-0.08</b>	<b>33</b>	<b>0.05</b>

**MIĘSNOŚĆ**

indeks dla cech mięsnych (FW)	przyrosty netto	zawartość mięsa w tuszy	klasa handlowa
<b>97</b>	<b>96</b>	<b>94</b>	<b>102</b>

**FUNKCJONAL.**

fitness	szybkość oddaw. MI. (MBK)	wytrwałość laktacji (PERS)	zawartość kom. somatycznych (ZZ)	indeks długowieczności (ND)	plodność	zdrowotność wymienia	łatwość porod. - czyn. ojców.	łatwość porod. - czyn. matecz.	żywność cieląt	wart. ekolog.
<b>121</b>	<b>104</b>	<b>118</b>	<b>127</b>	<b>116</b>	<b>107</b>	<b>126</b>	<b>93</b>	<b>108</b>	<b>105</b>	<b>127</b>

**POKRÓJ**

			75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	
KALIBER	102	mały						█						duży
UMIĘŚNIENIE	98	słabe						█						mocne
NOGI	88	słabe						█						mocne
WYMIĘ	107	niepożądane							█	█				pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU	102	niska							█					wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU	100	krótki							█					długi
SZEROKOŚĆ ZADU	100	wąski							█					szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS.	108	płytka								█	█			głęboka
USTAWIENIE ZADU	89	uniesiony												spadzisty
USTAW. STAWU SKOK.	115	pionowy												szablasy
KONSTYTUCJA STAWU SKOK.	98	limfatyczna												sucha
PĘCINA	89	miękką												spionowana
PIĘTKA	97	niska												wysoka
DŁ. PRZEDNICH CWIARTEK WYM.	89	krótkie												długie
DŁ. TYLNYCH CWIARTEK WYM.	108	krótkie												długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA	104	niskie												wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE	108	słabe												mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	103	głębokie												płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	104	krótkie												długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW	108	cienkie												grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED.	100	zewnątrzne												wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH	99	zewnątrzne												wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH	102	na zewnątrz												do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA	104	przyszytki												czyste wymię